

evercare[®] Transparent förband med absorberande dyna, sterilt

REF: 4761, 4762, 4765, 4769

evercare[®] Transparent förband med absorberande dyna, sterilt, används för kirurgisk sårbehandling och absorption av sårvätska. Den absorberande dynan har ett semipermeabelt nät som absorberar stora mängder sårvätska samtidigt som förbandet har icke-vidhäftande egenskaper. Hög retentionsförmåga gör att sårvätskan hålls kvar inuti den absorberande dynan även under yttre tryck. Förbandet släpper igenom luft och fukt. Den kan enkelt appliceras på koniska och runda delar av patientens kropp. Den transparenta PU-folien är semipermeabel och skyddar mot fukt och kontaminering. Eftersom förbandet är transparent kan sårområdet inspekteras utan att förbandet behöver tas bort.

Egenskaper

- ▶ Mjukt och flexibelt
- ▶ Hög andningsförmåga
- ▶ För lätt till måttligt vätskande sår
- ▶ Akrylbaserat lim
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ Elastisk transparent semipermeabel PU-folie
- ▶ Duschbart




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4761	Transparent förband med absorberande dyna, sterilt	8,5 x 15,5 cm; dyna 3,8x11 cm	50 / 600
4762	Transparent förband med absorberande dyna, sterilt	10x20cm; dyna 5,3x15 cm	25 / 100
4765	Transparent förband med absorberande dyna, sterilt	10x25cm; dyna 5,5x20 cm	25 / 100
4769	Transparent förband med absorberande dyna, sterilt	10x35cm; dyna 5,5x30 cm	25 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Transportlager	Transparent PU-film som andas
Beläggning	Polyakrylathäfta, latexfri
Absorberande dyna	Nålstansad fiber (lös) 70 % viskos, 30 % polyester och PE-film
Skyddspapper	Bestruket papper, vitt

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PE/PET film	4761: 110 x 220 4762: 135 x 262 4765: 135 x 313 4769: 135 x 413
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4761: 115 x 95 x 225 4762: 60 x 140 x 265 4765: 60 x 140 x 315 4769: 60 x 140 x 415
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4761: 310 x 475 x 260 4762: 260 x 280 x 160 4765: 260 x 330 x 160 4769: 260 x 430 x 160
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
4761	06438129115451	06438129315455	06438129515459
4762	06438129114225	06438129314229	06438129514223
4765	06438129114232	06438129314236	06438129514230
4769	06438129114256	06438129314250	06438129514254

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.