

## evercare® Självhäftande väv

REF: 4555, 4560, 4565, 4570, 4575

evercare® Självhäftande väv används för att underlätta fixering av förband, kompresser, katetrar, slangar och kanyler. Hudvänlig vidhäftning, töjbar och formar sig efter kroppens konturer. Förbandet möjliggör rörelse när det är applicerat. Lätt att ta bort skyddspapper med markeringar med 1 cm mellanrum. Andningsbart, bekvämt att ha på sig och fuktavvisande.

## Egenskaper

- ▶ Perfekt för områden som nacke, armbågar och knän
- ▶ Perforerad öppning för enkel borttagning och applicering
- ▶ Barriär för blod och vätska som tränger igenom



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4555	Självhäftande elastisk väv, Vit	2,5cm x 10m	1 / 120
4560	Självhäftande elastisk väv, Vit	5cm x 10m	1 / 60
4565	Självhäftande elastisk väv, Vit	10cm x 10m	1 / 36
4570	Självhäftande elastisk väv, Vit	15cm x 10m	1 / 24
4575	Självhäftande elastisk väv, Vit	20cm x 10m	1 / 18

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Transportlager	100 % polyester, nonwoven spunlace, vattenavvisande
Beläggning	Tryckkänsligt lim, värmehärdande akryllösningpolymer, latexfri
Skyddspapper	Bestruket papper, vitt

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	3 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4555: 30 x 83 x 83 4560: 55 x 83 x 83 4565: 105 x 83 x 83 4570: 155 x 83 x 83 4575: 205 x 83 x 83
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4555: 360 x 330 x 280 4560: 360 x 300 x 280 4565: 360 x 330 x 280 4570: 360 x 330 x 280 4575: 435 x 275 x 280
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
4555	N/A	06438129313833	06438129513837
4560	N/A	06438129313840	06438129513844
4565	N/A	06438129313857	06438129513851
4570	N/A	06438129313864	06438129513868
4575	N/A	06438129313871	06438129513875

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.