

## evercare® Självhäftande plåster på rulle

REF: 4645, 4646

evercare® Självhäftande plåster på rulle är tillverkad av mjukt nonwoven-råmaterial med en absorberande dyna i mitten. Absorberande del med icke vidhäftande material som förhindrar att det fastnar i såret. Utformad för att användas för skydd av små sårtytor och läkning.

## Egenskaper

- ▶ Rulle
- ▶ Självhäftande
- ▶ Absorberande dyna i mitten



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4645	Självhäftande elastisk väv	4cm x 5m	1 / 32
4646	Självhäftande elastisk väv	8cm x 5m	1 / 32

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Transportlager	100 % polyester, nonwoven spunlace, vattenavvisande
Beläggning	Tryckkänsligt lim, polyakryl, latexfritt
Absorberande dyna	70 % viskos och 30 % polyester, vit
Skyddspapper	Bestruket papper, vitt

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	3 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4645: 47 x 112 x 110 4646: 88 x 112 x 110
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4645: 405 x 245 x 240 4646: 470 x 375 x 240
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>4645</b>	N/A	06438129315509	06438129515503
<b>4646</b>	N/A	06438129315516	06438129515510

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.