

evercare® Elastiskt stödbandage

REF: 4251, 4252, 4253, 4254, 4255

evercare® Elastiskt stödbandage är töjbart med mjuk och porös struktur, har hög permeabilitet och är bekvämt att bära. Tack vare vävda kanter och noggrant utvalda råmaterial kan bandaget användas för stöd och fixering av de flesta förband, särskilt på leder och runda kroppsdelar, samt för fixering av små medicintekniska produkter på patientens kropp. Bandaget förblir stabilt när det har applicerats och lagren glider inte. Förpackningen är utformad för enkel produktidentifiering.

Egenskaper

- ▶ Fixering av sårförband, särskilt på leder och runda kroppsdelar
- ▶ För stöd vid t.ex. borttagning av förband och behandling av ödem
- ▶ Motståndskraftig mot salvor
- ▶ Bandage med vävda kanter
- ▶ Mjukt och bekvämt
- ▶ Lätt stödbandage
- ▶ 60 % töjbarhet
- ▶ 65 % bomull och 35 % polyamid



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4251	Elastiskt stödbandage, bomull och polyamid	6cm x 4m	10 / 280
4252	Elastiskt stödbandage, bomull och polyamid	8cm x 4m	10 / 240
4253	Elastiskt stödbandage, bomull och polyamid	10cm x 4m	10 / 200
4254	Elastiskt stödbandage, bomull och polyamid	12cm x 4m	10 / 160
4255	Elastiskt stödbandage, bomull och polyamid	15cm x 4m	10 / 120

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

DIN 61632, DIN 61634

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Bandage

65 % bomull och 35 % polyamid, naturvit, osträckt längd 2,5 m, sträckt längd 4 m, tøjbarhet ca 50 %, elasticitet ca. 85 %

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4251: 205 x 85 x 65 4252: 205 x 85 x 85 4253: 205 x 85 x 105 4254: 205 x 85 x 125 4255: 205 x 85 x 155
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4251: 475 x 360 x 225 4252: 530 x 360 x 225 4253: 545 x 360 x 225 4254: 520 x 360 x 225 4255: 485 x 360 x 225
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
4251	N/A	06438129314878	06438129514872
4252	N/A	06438129314885	06438129514889
4253	N/A	06438129314892	06438129514896
4254	N/A	06438129314908	06438129514902
4255	N/A	06438129314915	06438129514919

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.