



Wideband

Wideband

Wideband är den nya standarden bland urindroppssamlare. Den inbyggda självhäftningen omfattar nästan hela skaftet, vilket innebär större säkerhet utan att en aggressivare häfta behöver användas. Den knicksäkra uppsamlaren är tillverkad i transparent silikon vilket underlättar inspektion av huden.

Den mjuka silikonerna andas, vilket främjar frisk hud då det släpper ut överskottsfukt, reducerar irritation pga friktion samt ger en maximal komfort.

Skaftets längd: 85 mm

Häftytans längd: 68 mm

Rätt storlek mäts ut vid penisroten.

Hållbarhet i obruten förpackning: 5 år.

Rekommenderad användningstid 24 timmar.

Användningsområde: urininkontinens.

Latex- och PVC fri

Meteko art.nr.	Storlek	Omkrets	Diameter	Förp.
RC-36301	small	80 mm	25 mm	30
RC-36302	medium	90 mm	29 mm	30
RC-36303	intermed	100 mm	32 mm	30
RC-36304	large	113 mm	36 mm	30
RC-36305	x-large	129 mm	41 mm	30

Produkterna är fria från:

- latex
- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2018-10