


NYHET 2017
Ny version av 6010112
ersätter 6010110 och 6010117

Fet text = förändringar

Drentech Variant

Thoraxdränagesystem med uppsamlingskammare,
vattenlås och mekaniskt reglerad sugkontroll

- Kompakt enhet, endast 25 cm hög. Står stabilt utan golvstöd
- Hängare att använda vid transport
- **Kapacitet 2000 ml**
- Lättavläst skala
- Autoreglerande system – kan användas till alla sugkällor med **luftryck ner till 6 l/min.**
- Mekanisk ventil – mellan -5 och -40 cmH₂O
- Ett enkelt knapptryck aktiverar säkerhetsventil för negativt tryckavlastning
- Automatisk säkerhetsventil - för positiv tryckavlastning
- Vattenlås för tydlig kontroll av luftläckage
- **Provtagningsport** - självförslutande och nål-fri
- **MR kompatibel**
- Latexfri slang med kona för enkel sammankoppling till thoraxkatetern
- Samma system kan användas till barn och vuxna



Artikelnr.	Beskrivning	Avd. / Trpt.fp
6010112	Dränagesystem, engångs. En singelförpackning innehåller: system, latexfri slang med snap-on koppling samt spruta för att fylla vattenlåset	4 st singelpackade, sterila system