


# **BSN medical filmförband**


**Well Protected – Free to Breathe**



# Genomtänkta detaljer för frihet och skydd


Utmaningarna för moderna transparenta filmförband ökar ständigt. Inte nog med att de ska säkerställa en trygg fixering av förband – de ska också ge ett varaktigt skydd, vara bekväma och lätta att applicera.

Med en hög MVTR (Moisture Vapour Transmission Rate, eller avdunstningsförmåga) kan huden under den skyddande filmen andas. Det hjälper till att förhindra maceration av huden runt såret.




## Ultratunn med hög avdunstning

Den ultratunna polyuretanfilmen underlättar avdunstning samtidigt som den skyddar, mot vatten, bakterier och smuts. Den transparenta och flexibla filmen anpassar sig perfekt efter kroppens konturer. Det innebär maximal bekvämlighet och rörlighet för patienten.



## Mönstret gör att filmförbandet andas

Den hudvänliga häftmassan läggs på filmen i ett särskilt mönster, vilket ger en säker fixering och ett skydd som varar utan att äventyra förbandets andande egenskaper. Det säkerställer en hög MVTR.



## Enkel att applicera

Förbandet har en transparent täckfilm, som gör det enkelt att applicera korrekt. Placeringen blir precis över såret eller utrustningen utan att filmen vare sig spänns eller skrynklar sig.

**BSN medical filmförband:**  
andas • flexibla • pålitliga

Leukomed® T • Leukomed® T plus • Leukomed® I.V. film • Fixomull® transparent





## Leukomed® T plus absorbent & waterproof

Leukomed T plus är ett vattentätt, postoperativt sår- förband med en högabsorberande sårdyna. Det ger ett mycket bra skydd av måttligt vätskande sår som skärsår, skrubbsår, postoperativa sår eller mindre brännsår och det ger patienterna möjlighet att snabbt kunna återgå till sina dagliga aktiviteter.



## Leukomed® T clearly transparent

Leukomed® T är framtaget för en vatten- och bakterietät fixering av katetrar och som skydd av icke-vätskande sår. Det skyddar mot infektion samtidigt som det möjliggör inspektion av området. Detta sterila filmförband finns i flera storlekar, vilket ger ett stort användningsområde.

### Egenskaper — Fördelar

- andas — låter huden andas, minskar risken för macerationer
- vattentätt — gör att patienten kan duscha och bada
- sterilt och skyddande — skyddar mot smuts och bakterier
- väldigt tunt, mjukt och flexibelt — anpassar sig efter kroppens konturer
- hög absorptionsförmåga — fastnar inte i såret, smärtfria förbandsbyten,
- med en sårdyna som inte fastnar — håller såret torrt
- hudvänligt, med hög häftförmåga — säkert och bekvämt

### Egenskaper — Fördelar

- andas — låter huden andas, minskar risken för macerationer
- vattentätt — patienten kan duscha och bada
- sterilt och skyddande — skyddar mot smuts och bakterier
- transparent — möjliggör visuell inspektion
- väldigt tunt, mjuk och flexibel — anpassar sig efter kroppens konturer och katetrar
- hudvänligt kombinerat med en hög häftförmåga — Säkert och bekvämt
- brett sortiment — för varje behov

Art nr	Strl (cm)	Sårdynans strl (cm)	Förband/ fpk	Antal fpk/ trp
72382-06	5 x 7.2	2.8 x 4	5	38
72382-07	8 x 10	4 x 6	5	36
72382-08	8 x 15	4 x 11	5	36
72382-15	10 x 20	5 x 16	5	36
72382-09	10 x 25	5 x 20.5	5	36
72382-10	10 x 30	5 x 25	5	36
72382-11	10 x 35	5 x 30	5	36
72382-00	5 x 7.2	2.8 x 4	50	8
72382-01	8 x 10	4 x 6	50	6
72382-02	8 x 15	4 x 11	50	6
72382-14	10 x 20	5 x 16	50	8
72382-03	10 x 25	5 x 20.5	50	8
72382-04	10 x 30	5 x 25	50	8
72382-05	10 x 35	5 x 30	50	8



Art nr	Strl (cm)	Antal/fpn	Antal fpn/trp
72381-03	5 x 7.2	5	38
72381-04	8 x 10	5	36
72381-05	11 x 14	5	36
72381-11	10 x 12.5	5	36
72381-15	10 x 25	5	36
72381-12	15 x 20	5	36
72381-13	15 x 25	5	36
72381-00	5 x 7.2	50	10
72381-01	8 x 10	50	6
72381-02	11 x 14	50	6
72381-08	10 x 12.5	50	8
72381-14	10 x 25	50	8
72381-09	15 x 20	50	6
72381-10	15 x 25	50	6







## Leukomed® I.V. film shaped to fit

Leukomed® IV Film finns i många olika storlekar och former, vilket säkerställer en säker och hållbar fixering av centrala och perifera venkatetrar och kanyler med injektionsport. Leukomed® IV Film ger ett säkert skydd mot infektioner.



## Fixomull® transparent clearly versatile

Fixomull® transparent är en vattentät sårfilm på rulle som säkrar och skyddar sårkompresser eller salvförband lika väl som instrument, sondrar, katetrar och mätinstrument. Den är icke-steril och kommer i rullar med olika bredd – bara att klippa till önskad längd!

### Egenskaper — Fördelar

- andas — låter huden andas, minskar risken för macerationer
- vattentät — patienten kan duscha och bada
- icke permeabel för bakterier och föroreningar — hjälper till att minska risken för infektion
- transparent — möjliggör visuell inspektion av insticksställe
- väldigt tunn, mjuk och flexibel — anpassar sig efter katetrar och kroppens konturer och katetrar
- hudvänlig kombinerat med hög häftförmåga — säkert och bekvämt
- rundade hörn — förhindrar att det rullar upp sig
- ytterligare fixeringsstrips — säkrar fixeringen, förhindrar att katetrar och slangar flyttar sig
- extra märkningsstrips — dokumentation av patientinformation

Art nr	Strl (cm)	Antal/frp	Antal frp/trp	
72390-04	4.5 x 4.5	50	10	barn
72390-00	6 x 8	50	8	standard
72390-05	7 x 9	50	6	stor
72390-03	8.5 x 11.5	50	6	stor/oval

Fås också som nonwoven-produkt: **Leukomed® I.V.**

Art nr	Strl (cm)	Antal/frp	Antal trp	
72389-00	6 x 8	50	8	standard



### Egenskaper — Fördelar

- andas — låter huden andas, minskar risken för macerationer
- vattentät — patienten kan duscha och bada
- väldigt tunn, mjuk och flexibel — anpassar sig efter utrustning och kroppens konturer
- bakterietät — minskar risken för infektioner
- transparent — möjliggör visuell inspektion av sårområdet
- hudvänligt kombinerat med en hög häftförmåga — säkert och bekvämt
- rulle med olika bredder — ekonomiskt, klipp till önskad storlek

Art nr	Strl	Rullar pr fpk/trp
72217-02	10cm x 2m	1/12
72216-00	5cm x 10m	1/12
72216-01	10cm x 10m	1/12
72216-02	15cm x 10m	1/12



# BSN medical Filmförband

- ultratunn PU film
- mönsterbelagt
- unikt appliceringssystem

- hög MVTR
- hög flexibilitet

- säker häftförmåga
  - vattentätt
- mycket formbart
  - bakterietätt
  - bekvämt
- enkelt att applicera

Följande produkter kommer med  
BSN medical film:

**Leukomed® T, Leukomed® T plus**  
**Leukomed® I.V. film**  
**Fixomull® transparent**

