



# Pharma Trach

## Fukt-/värmväxlare för tracheostomi

Pharma Trach är utformad för att ge uppvärmd befuktad luft-/värmväxlare till spontanandning genom en trakeotomi eller endotrakeal tub. Designad för vuxna och pediatrika patienter. Elimineras behovet av andra uppvärmda befuktningsskällor. Osterilt, Latexfritt.

### Produktspecifikation:

Kopplingar: 15 hålkona

Dead Space (ml) 12

Vikt (g) 4-6

Motstånd (Pa) 30 l / min 70

befuktningseffektivitet:

på VT 500 ml (mg H<sub>2</sub>O / l luft) 26

- Kroppen tillverkad av: PP and PE
- HME: flexibelt Polyuretane skum, Kalciumklorid akryl polymerbaserad saltbindare

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.	Trsp. förp.
PS-6240	Pharma Trach Basic	25	500
PS-6241	Pharma Trach Multi Function	25	500
PS-6242	Pharma Trach Suction	25	500
PS-6243	Pharma Trach Basic, med syrgasanslutning	25	500

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2020-01