

## Hydrofil tappningskateter

HomeCath<sup>®</sup> hydrofila tappningskatetrar är mycket bekväma och säkra att använda.

Ren intermittent kateterisering med HomeCath<sup>®</sup> hydrofila tappningskatetrar innebär:

- mycket låg friktion vid införing och avlägsnande
- en minskad risk för infektioner och njurskador
- förhindring av besvärande urinläckage

Ytskiktet på HomeCath<sup>®</sup> katetrar har en hydrofil beläggning PVP (Polyvinyl-pyrrolidon) som binder vatten. PVP är en vattenabsorberande polymer som kan absorbera upp till 9 till 10 gånger sin egen vikt. Resultatet med PVP och vatten är en mycket blöt och hal yta som har 90 – 95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel.

Katetern har en icke-traumatisk, rundad spets med dräneringshål som ytterligare underlättar ett enkelt och säkert införande.

Tack vare dessa funktioner förebyggs irritation och andra komplikationer i urinröret.

HomeCath<sup>®</sup> PLUS hydrofila katetrar med vattenpåse är klara för användning och bästa val för dem som inte har tillgång till vatten. Allt sterilförpackat.

HomeCath<sup>®</sup> hydrofila tappningskatetrar är

### LÄTTANVÄNDA

Förpackningen fylls med vatten.  
Klar att använda inom 30 sekunder.  
Självhäftande flik på förpackningen.

### EFFEKTIVA

Levereras i steril förpackning.  
Hållbar i 3 år (obruten förpackning).  
Hydrofilt ytskikt av PVP.

### FLERA ALTERNATIV

Finns för män, kvinnor och barn.  
Nu både 15 och 20 cm för kvinnor och barn.  
HomeCath<sup>®</sup> utan vatten.  
HomeCath<sup>®</sup> Plus med sterilt vatten.  
Nelaton och Tiemann spetsar.





## Tekniska specifikationer

SAMTLIGA PRODUKTER ÄR FÖR ENGÅNGSBRUK.

Material:

Kateterkropp

Medicinsk kvalitet, DEHP-fri, PVC som ger en mjukare och mer flexibel kateter. Etylenoxidsteriliserad.

Kona


Medicinsk kvalitet, DEHP-fri, PVC. Etylenoxidsteriliserad. Standard färgkod.

Ytbeläggning


PVP K90 etylenoxidsteriliserad.

Vattenpåse i aluminium


Sterilt vatten.



Tvärsnitt torr  
HomeCath® kateter.



HomeCath® PLUS,  
enkel att använda.



Tvärsnitt våt  
HomeCath® kateter.



## Beställningsinformation

HomeCath® tappningskatetrar, 40-pack							
DIAMETER	MAN (40 cm)	KVINNA		BARN			TIEMANN (40 cm)
		(15 cm)	(20 cm)	(15 cm)	(20 cm)	(30 cm)	
CH06	HCM 4006				HCP 2006	HCP 3006	
CH08	HCM 4008			HCP 1508	HCP 2008	HCP 3008	
CH10	HCM 4010			HCP 1510	HCP 2010	HCP 3010	HCT 4010
CH12	HCM 4012	HCF 1512	HCF 2012				HCT 4012
CH14	HCM 4014	HCF 1514	HCF 2014				HCT 4014
CH 16	HCM 4016	HCF 1516	HCF 2016				HCT 4016
CH 18	HCM 4018	HCF 1518	HCF 2018				HCT 4018

HomeCath® PLUS med bipackat sterilt vatten, 30-pack							
DIAMETER	MAN (40 cm)	KVINNA		BARN			TIEMANN (40 cm)
		(15 cm)	(20 cm)	(15 cm)	(20 cm)	(30 cm)	
CH06	HCM-SN 4006				HCP-SN 2006	HCP-SN 3006	
CH08	HCM-SN 4008			HCP-SN 1508	HCP-SN 2008	HCP-SN 3008	
CH10	HCM-SN 4010			HCP-SN 1510	HCP-SN 2010	HCP-SN 3010	HCT-SN 4010
CH12	HCM-SN 4012	HCF-SN 1512	HCF-SN 2012				HCT-SN 4012
CH14	HCM-SN 4014	HCF-SN 1514	HCF-SN 2014				HCT-SN 4014
CH 16	HCM-SN 4016	HCF-SN 1516	HCF-SN 2016				HCT-SN 4016
CH 18	HCM-SN 4018	HCF-SN 1518	HCF-SN 2018				HCT-SN 4018

HomeCath® är ett registrerat varumärke för Istem Medikal.

DOLEMA AB

Epost: [info@dolema.com](mailto:info@dolema.com)

Telefon: 08 - 446 15 06, Telefax: 08 - 446 15 07



inga är lika! – [www.dolema.com](http://www.dolema.com)