

## Munspegel för patient

EKULFs art.nr: 2000

### Varubeskrivning

En enkel och bra munspegel i plast så att patienten själv kan kontrollera tänder och tandkött på ett smidigt sätt. Kommer i 4 osorterade färger: ceriserosa, orange, blå och grön.

- Autoklaverbar upp till 160°.
- Längd handtag: 147,5 mm
- Diameter spegel: 22,88 mm (25 mm)
- Vikt: 6 g

### Material

Handtag: PBT plast

Spegel: spegelglas

Levereras i en steril förpackning gjord av cellofanplast.

### Leverantör

Ekulf AB, Navestadsgatan 31, Box 11101, 600 11 Norrköping Telefon: 011-14 40 30

