

PRODUKTDATABLAD

Sterican® Safety Hypodermisk säkerhetskanyl



Sterican Safety är en steril, latexfri, engångskanyl, som kan användas för blodprovstagning, intravenös injektion, subkutan injektion, intramuskulär injektion, injektion i led- och mjukvävnad, finnålsaspiration och intravetriell injektion.

En flexibel led möjliggör enkel justering av säkerhetsmekanismen och säkrar kanylen efter användning, detta för att minska risken för oavsiktliga nålsticksador. Sterican Safety kan användas med luer- eller luerlock spruta.

Fördelar

Kanylskydd som säkrar kanylen efter användning: Stödjer skyddet mot nålsticksador.

Tre hakar **säkerställer låsning** av kanylen.

Visuell och hörbar återkoppling ges när kanylskyddet aktiveras som bekräftar att kanylen är säkrad.

Kanylskyddet är en integrerad del i produkten och säkerställer att kanylskyddet och kanylen håller samman under hela användningen.

Flexibel led möjliggör **enkel justering** av säkerhetsmekanismen efter användning.

Aktivering av säkerhetsmekanismen med **enhandsgrepp** säkerställer att handen är bakom kanylspetsen.

Grepplatta för **enkel aktivering**.

Artikelbeskrivning	Artikelnummer
Sterican® Safety 30G 0,30x13mm, gul	4670002S-01
Sterican® Safety 27G 0,40x13mm, grå	4670005S-01
Sterican® Safety G26 0,45x13mm, brun	4670008S-01
Sterican® Safety G25 0,50x16mm, orange	4670012S-01
Sterican® Safety G24 0,55x25mm, lila	4670022S-01
Sterican® Safety G23 0,6x25mm, blå	4670025S-01
Sterican® Safety G23 0,6x30mm, blå	4670027S-01
Sterican® Safety G23 0,60x38mm, blå	4670028S-01
Sterican® Safety G22 0,7x25mm, svart	4670030S-01
Sterican® Safety G22 0,70x38mm, svart	4670035S-01
Sterican® Safety G21 0,80x38mm, grön	4670045S-01
Sterican® Safety G20 0,90x25mm, gul	4670047S-01
Sterican® Safety G19 1,10x38mm, beige	4670052S-01
Sterican® Safety G18 1,20x25mm, rosa	4670053S-01
Sterican® Safety G18 1,20x38mm rosa	4670055S-01