




# Venofix<sup>®</sup> Safety | Produktdatablad

Säkerhets skalpven för kortvarig infusion, injektion, transfusion och blodprovtagning

## Beskrivning

- Tillverkad av högkvalitativ rostfritt stål
- Stora och flexibla samverkande vingar med strukturerad greppyta
- Slangar: Standardlängd 30 cm (21G finns även i 18 cm), DEHP-fri, knickfri, transparent
- Latexfri
- Manuellt aktiverad säkerhetsmekanism förhindrar nålstickskador och exponering för kontaminerad nål
- Hörbart klick försäkras att säkerhetsmekanismen aktiveras
- En gång låst, förblir säkerhetsmekanismen låst



Färg	Storlek (G)	Slanglängd (cm)	Flöde (ml/min)	Avd. fp	Art.nr.
Grå	27	30	2.1	50	4056501-01
Orange	25	30	5.9	50	4056502-01
Blå	23	30	14.3	50	4056503-01
Grön	21	30	32.4	50	4056504-01
Grön	21	18	34.8	50	4056506-01
Gul	19	30	60.2	50	4056505-01