

Burkar

Vi tillverkar ett stort sortiment av produkter för olika vårdmiljöer.

Våra produkter är CE-godkända och tillverkade av rostfritt material 18/10.



VADDBURK UTAN LOCK

Beskrivning

Vaddburk utan lock

Artikel Nr.	Modell
535001	60x60 mm
535002	85x50 mm
535003	85x85 mm
535004	100x50 mm
535005	100x100 mm
535006	100x150 mm
535007	100x200 mm
535008	120x120 mm
535009	150x100 mm
535010	150x150 mm
535011	200x100 mm
535012	200x200 mm



VADDBURK MED LOCK

Beskrivning

Vaddburk med knapplock

Artikel Nr.	Modell
535101	60x60 mm
535102	85x50 mm
535103	85x85 mm
535104	100x50 mm
535105	100x100 mm
535106	100x150 mm
535107	100x200 mm
535108	120x120 mm
535109	150x100 mm
535110	150x150 mm



535111 200x100 mm
535112 200x200 mm

KNOPPLOCK

Beskrivning
Knopplock till vaddburk

Artikel Nr.	Modell
536001	50 mm
536002	60 mm
536003	73 mm
536004	85 mm
536005	100 mm
536006	105 mm
536007	120 mm
536008	150 mm
536009	200 mm
536010	220 mm



PROTESBURK MED KNOPPLOCK

Beskrivning
Protesburk med knopplock

Artikel Nr.	Modell
561001	95x60 mm 0,3 L

