

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson



Vid blodtrycksmätning med manschett krävs utrustning med hög tillförlitlighet, rätt val av manschettstorlek kalibrerad manometer och noggrant utförande av mätning för att mätresultatet skall bli rättvisande.

**Storleksangivelsen anger innerblåsans mått.** För rättvisande mätning krävs att innerblåsans bredd är inom 55 – 35 % av armomfånget. Enligt Svensk och Europeisk standard SS-EN 1060-1 bör blåsans bredd vara ca 40 % av armens omfång och blåsans längd 80 – 100 % av maximalt armomfång. Storleksindikering för rätt armomfång anges på manschettens insida. Manschetter finns i följande storlekar och rekommenderas för angivna armomfång.

Barn 0-1 år, för armomfång 4-10 cm, innerblåsans mått **3x10** cm, manschett utv. mått 5x21 cm

Barn 1-4 år, för armomfång 10-20 cm, innerblåsans mått **6x20** cm, manschett utv. mått 8x33 cm

Barn och ungdom, för armomfång 17-28 cm, innerblåsans mått **9x28** cm, manschett utv. mått 11x41 cm

Vuxen normal arm, för armomfång 25-35 cm, innerblåsans mått **12x35** cm, manschett utv. mått 14x52 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 32-43 cm, innerblåsans mått **15x43** cm, manschett utv. mått 17x66 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 30-40 cm, innerblåsans mått **14x40** cm, manschett **konisk** utv. mått 16x64 cm

Vuxen extra kraftig arm, för armomfång 35-50 cm, innerblåsans mått **16x50** cm, manschett **konisk** utv. mått 17x75 cm (denna modell finns endast med integrerad innerblåsa)

Vuxen lårben, för omfång 38-52 cm, innerblåsans mått **18x52** cm, manschett utv. mått 20x78 cm

Vuxen kraftig lår, för omfång 40-60 cm, innerblåsans mått **20x60** cm, manschett **konisk** utv. mått 22x90 cm

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Standard med innerblåsa vinyl

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av övertrycksskyddad dosmanometer(101-2000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri innerblåsa i vinyl (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1200-21028
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2200-21028
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3200-21028
Vuxen normal arm		innerblåsa12 x 35 cm	4200-21028
Vuxen kraftig arm		innerblåsa15 x 43 cm	5200-21028
Vuxen lårben		innerblåsa18 x 52 cm	6200-21028
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7200-21028
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0200-21005
Vuxen kraftig lårben		innerblåsa 20 x 60 cm konisk	8200-21228

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Ekonomi med innerblåsa vinyl

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av dosmanometer(101-4000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri innerblåsa i vinyl (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1400-21028
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2400-21028
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3400-21028
Vuxen normal arm		innerblåsa12 x 35 cm	4400-21028
Vuxen kraftig arm		innerblåsa15 x 43 cm	5400-21028
Vuxen lårben		innerblåsa18 x 52 cm	6400-21028
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7400-21028
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0400-21005
Vuxen kraftig lårben		innerblåsa 20 x 60 cm konisk	8400-21228

## Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 2-slanganslutning exkl. manometer

AB Henry Erikssons blodtrycksmanschett består av bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri innerblåsa i vinyl (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon) samt anslutningsnippel (258-1010) hon-del för anslutning till vägg- eller bordsmanometer. Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1000-21028
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2000-21028
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3000-21028
Vuxen normal arm		innerblåsa12 x 35 cm	4000-21028
Vuxen kraftig arm		innerblåsa15 x 43 cm	5000-21028
Vuxen lårben		innerblåsa18 x 52 cm	6000-21028
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7000-21028
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0000-22005
Vuxen kraftig lårben		innerblåsa 20 x 60 cm konisk	8000-21228

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Standard med innerblåsa neopren

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av övertrycksskyddad dosmanometer(101-2000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, innerblåsa i latex- och PVC-fri neopren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn 0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1200-21047
Barn 1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2200-21047
Barn och ungdom	innerblåsa 9 x 28 cm	3200-21047
Vuxen normal arm	innerblåsa 12 x 35 cm	4200-21047
Vuxen kraftig arm	innerblåsa 15 x 43 cm	5200-21047
Vuxen lårben	innerblåsa 18 x 52 cm	6200-21047
Vuxen kraftig kort arm	innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7200-21047
Vuxen extra kraftig arm	innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0200-21005

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Ekonomi med innerblåsa neopren

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av dosmanometer(101-4000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, innerblåsa i latex- och PVC-fri neopren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn 0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1400-21047
Barn 1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2400-21047
Barn och ungdom	innerblåsa 9 x 28 cm	3400-21047
Vuxen normal arm	innerblåsa 12 x 35 cm	4400-21047
Vuxen kraftig arm	innerblåsa 15 x 43 cm	5400-21047
Vuxen lårben	innerblåsa 18 x 52 cm	6400-21047
Vuxen kraftig kort arm	innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7400-21047
Vuxen extra kraftig arm	innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0400-21005

## Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 2-slanganslutning exkl. manometer

AB Henry Erikssons blodtrycksmanschett består av bollpump med utsläppsventil skruv, innerblåsa i latex- och PVC-fri neopren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon) samt anslutningsnippel (258-1010) hon-del för anslutning till vägg- eller bordsmanometer. Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn 0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1000-21047
Barn 1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2000-21047
Barn och ungdom	innerblåsa 9 x 28 cm	3000-21047
Vuxen normal arm	innerblåsa 12 x 35 cm	4000-21047
Vuxen kraftig arm	innerblåsa 15 x 43 cm	5000-21047
Vuxen lårben	innerblåsa 18 x 52 cm	6000-21047
Vuxen kraftig kort arm	innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7000-21047
Vuxen extra kraftig arm	innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0000-22005

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson med handmanometer Varius



AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av övertrycksskyddad handmanometer Boso Varius (102-2600) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, manschett i blått tyg (nylon) med integrerad innerblåsa. Manschetten är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Manschetterna är tvättbara i 60 grader (tvättplugg behövs). Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1260-00005
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2260-00005
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3260-00005
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4260-00005
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5260-00005
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 52 cm	6260-00005
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm, konisk	7260-00005
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16 x 50 cm, konisk	0260-00005
Vuxen kraftigt lårben		innerblåsa 20 x 60 cm, konisk, ej integrerad	8260-00228

## Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 1-slanganslutning exkl. manometer

Blodtrycksmanschett av blå nylon med integrerad innerblåsa med en slang.

Manschetten är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Manschetterna är tvättbara i 60 grader (tvättplugg behövs). Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1001-00005
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2001-00005
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3001-00005
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4001-00005
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5001-00005
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 52 cm	6001-00005
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm, konisk	7001-00005
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16 x 50 cm, konisk	0001-00005
Vuxen kraftigt lårben		innerblåsa 20 x 60 cm, konisk, ej integrerad	8000-00228

## AB Henry Erikssons reservdelslista

Innerblåsa	2-slang vinyl	1-slang vinyl	2-slang kloropren	1-slang kloropren	2-slang neopren	1-slang neopren
3x10		114-0128			116-0147	114-0147
3x20			116-1117	114-1117		
6x20	116-0228	114-0228	116-0217	114-0217	116-0247	114-0247
9x28	116-0328	114-0328	116-0317	114-0317	116-0347	114-0347
12x35	116-0428	114-0428	116-0417	114-0417	116-0447	114-0447
15x43	116-0528	114-0528	116-0517	114-0517	116-0547	114-0547
18x52	116-0628	114-0628			116-0647	114-0647
18x60			116-0617	114-0617		
14x40	116-0728	114-0728	116-0717	114-0717	116-0747	114-0747
20x60	116-0828	114-0828	116-0817	114-0817		
<b>Yttermanschett</b>	<b>Blå nylon</b>	<b>Röd galon</b>				
3x10 (5x21cm)	107-0100	107-0101				
3x20 (5x30cm)	107-1100	107-1101				
6x20 (8x83cm)	107-0200	107-0201				
9x28 (11x41cm)	107-0300	107-0301				
12x35 (14x52cm)	107-0400	104-0401				
15x43 (17x66cm)	107-0500	107-0501				
18x52 (20x78cm)	107-0600	107-0601				
18x60 (20x88cm)	107-1600	107-1601				
14x40 (16x64cm)	107-0700	107-0701				
20x60 (22x90cm)	107-0800	107-0801				
<b>Utsläppsventil</b>	<b>Skruvventil</b>	<b>Skruv/tryck</b>	<b>Tryckventil plast</b>	<b>Skruvventil liten</b>	<b>Skruvventil fjäder</b>	
	118-0100	Utgår!	118-0300	118-0500	118-0600	
<b>Bollpump</b>	<b>Liten</b>	<b>Stor</b>	<b>Extra stor</b>	<b>Liten neopren</b>	<b>Stor neopren</b>	<b>Standard</b>
	117-0100	117-0200	117-0300	117-0147	117-0247	117-0228
<b>Dosmanometer</b>	<b>Boso</b>	<b>Ekonomi (Asiat)</b>	<b>DuraShock</b>			
	101-2000	101-4000	101-8000			
<b>Handmanometer</b>	<b>BS-90 (Boso)</b>	<b>Varius(Boso)</b>	<b>ri-san (riester)</b>	<b>DS-54WelchAllyn</b>	<b>DS-55 WelchAllyn</b>	<b>DS 65WelchAllyn</b>
	102-2100	102-2600	102-7200	102-8100	102-8200	102-8500
<b>Handmanometer</b>	<b>LD-20 Elektronisk</b>					
	102-4100					
<b>Bord/väggmanometer</b>	<b>BigBen skena</b>	<b>BigBen vägg</b>	<b>BigBen bord</b>	<b>WA767 vägg</b>	<b>WA767 bord</b>	
	103-7040	103-7020	103-7080	103-8010	103-8070	
<b>Övriga tillbehör</b>	<b>Extenderslang</b>	<b>Extenderslang</b>	<b>Hon-koppling skr.</b>	<b>Han-koppling skr.</b>	<b>Y-slangskoppling</b>	<b>Y-rör</b>
	PVC	Neopren				
	256-1168	256-1167	258-1010	258-1020	255-2017	255-1020
<b>Anslutningsnippel Digital Blodtr.mät</b>		<b>Boso</b>	<b>Ri-champion</b>	<b>Ri-cjampion N</b>	<b>Lord</b>	<b>WatchBPHome</b>
		272-1120	272-1130	272-1180	272-1140	272-1190

Samtliga ingående delar i AB Henry Erikssons blodtrycksmätare går att byta ut vid behov. Det går att kombinera yttermanschett, innerblåsa, boll, ventil och manometer så att blodtrycksmätaren passar för er verksamhet.