

## Blodtrycksmanschett TriCuff®

Trippelmanschetten TriCuff® är en svensk manschett med automatisk anpassning till de flesta armomfång. Yttermanschetten i grått nylontyg med röda kardborreband är tvättbar i 60 grader och innerblåsan har de tre standardmått 9x28, 12x35 och 15x43 cm. Innerblåsan är tillverkad i naturlatex eller kloropren. Slangen från innerblåsan till manometern är tillverkad i EPDM-gummi (latexfri). Samtliga ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

### Användningsområde:

Blodtrycksmätare för indirekt (non-invasive) blodtrycksmätning. Avsedd för medicinsk användning av läkare eller utbildad sköterska för auskultatorisk mätning av blodtryck med hjälp av ett stetoskop och manschetten placerad på patientens överarm.



### Blodtrycksmätare TriCuff komplett med stöttålig handmanometer DuraShock DS-65

**Naturgummi (latex)**

**9850-00900**

**Kloropren (latexfri)**

**9850-00907**

### Reservdelar:

TriCuff, naturlatex, komplett exklusive manometer	9001-00900
TriCuff, latexfri kloropren, komplett exklusive manometer	9001-00907
Manschett, grå med röda kardborreband	107-0900
Innerblåsa, naturlatex	114-0900
Innerblåsa, kloropren (latexfri)	114-0907
Spänne/Lås	257-1010
Y-slangkoppling	255-2017
Handmanometer Welch Allyn DuraShock DS-54	102-8500

TriCuff® uppfyller EU direktivens födringar för CE-märkning av medicintekniska produkter och är registrerade hos Läkemedelsverket av AB Henry Eriksson såsom CE-märkt produkt enligt MDD93/42/EEC för användning inom svensk sjukvård.