

Blodtrycksmanschett TriCuff®

Trippelmanschetten TriCuff® är en svensk manschett med automatisk anpassning till de flesta armomfång. Yttermanschetten i grått nylontyg med röda kardborreband är tvättbar i 60 grader och innerblåsan har de tre standardmått 9x28, 12x35 och 15x43 cm. Innerblåsan är tillverkad i naturlatex eller kloropren. Slangen från innerblåsan till manometern är tillverkad i EPDM-gummi (latexfri). Samtliga ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Användningsområde:

Blodtrycksmätare för indirekt (non-invasive) blodtrycksmätning. Avsedd för medicinsk användning av läkare eller utbildad sköterska för auskultatorisk mätning av blodtryck med hjälp av ett stetoskop och manschetten placerad på patientens överarm.



Blodtrycksmätare TriCuff komplett med stöttålig handmanometer DuraShock DS-65

Naturgummi (latex)

9850-00900

Kloropren (latexfri)

9850-00907

Reservdelar:

TriCuff, naturlatex, komplett exklusive manometer	9001-00900
TriCuff, latexfri kloropren, komplett exklusive manometer	9001-00907
Manschett, grå med röda kardborreband	107-0900
Innerblåsa, naturlatex	114-0900
Innerblåsa, kloropren (latexfri)	114-0907
Spänne/Lås	257-1010
Y-slangkoppling	255-2017
Handmanometer Welch Allyn DuraShock DS-54	102-8500

TriCuff® uppfyller EU direktivens fodringar för CE-märkning av medicintekniska produkter och är registrerade hos Läkemedelsverket av AB Henry Eriksson såsom CE-märkt produkt enligt MDD93/42/EEC för användning inom svensk sjukvård.