

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

BELYSNINGSLÅDA GE-PE LED



- Belysningslåda Ge-Pe LED för syntavlor är tillverkad i glasfiber och kan monteras på vägg eller på ett rullstativ (tillval).
- Utrustad med två energisnåla LED-lysrör som ger en korrekt belysning.
- Separat Lampa för test av stereo-seende.
- Flertalet olika syntavlor för 3- och 5m testavstånd finns som tillval.



TILLBEHÖR
Rullstativ till
belysningslåda

ORDERINFORMATION

Produktnr	Produktnamn
21-110	Belysningslåda GE-PE LED
21-140	Rullstativ till belysningslåda