

Product Data Sheet

Otoskopset Heine Mini 3000

REF D-001.70.110



Tryckt: 31.3.2017

REF		
D-001.70.110		
		
Material:		
Egenskaper:		HEINE mini 3000® F.O. Otoskop är ett högkvalitativt instrument i fickformat perfekt för mobilt bruk. Det levereras komplett med ett mini 3000 batterihandtag inklusive batterier (2x AA/LR6) samt 5 Allspec engångsörontrattar i vardera storleken (2.5mm och 4mm).
Steril produkt:		-
Hållbarhetstid:		-
MBA/st:		1
Avdelningsförpackning/st:		1
Transportlåda/st:		