

# Product Data Sheet

Otoskopset mini 3000 F.O. HEINE

REF: D-851.10.021



Tryckt: 25.4.2016

<b>REF</b>	
D-851.10.021	
	
<b>Material:</b>	
<b>Egenskaper:</b>	<p>HEINE mini 3000® F.O. Otoskop är ett högkvalitativt instrument i fickformat perfekt för mobilt bruk. Det levereras komplett i ett hårt etui med ett mini 3000 batterihandtag inklusive batterier (2x AA/LR6), 4 stycken flergångsörönrattar (2,4mm-5,0mm) samt 5 AllSpec engångsörönrattar i vardera storleken (2.5mm och 4mm).</p> <p>HEINE mini 3000® F.O. Otoskop kan användas tillsammans med HEINE AllSpec® engångsörönrattar.</p> <p>Den integrerade on/off knappen är garanterad att klara minst 20.000 cykler.</p> <p>mini 3000 handtaget kan användas med andra HEINE mini 3000® instrument.</p> <p>Alla mini 3000 instrument kan även uppgraderas till uppladdningsbar version genom att beställa HEINE mini NT® bordsladdare (X-001.99.484), ett uppladdningsbart batteri (X-001.99.487) och nytt bottenlock (X-001.99.488).</p>
<b>Steril produkt:</b>	Nej
<b>Hållbarhetstid:</b>	
<b>MBA/st:</b>	1
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>	
<b>Transportlåda/st:</b>	