

## Upphandlade av OneMed Sverige AB

### Ambu® **Blue Sensor N-00-S/25**

- Våt gel
- Tryckknapp
- Mjukt skummaterial
- 30 x 22 mm
- Latexfri

N-elektroden är genom sin ovala form utmärkt även till mycket små barn.

Användningsområde:

Anestesi

Eko/Ultraljud

Vilo EKG när man använder kablar för tryckknapp

Övervakning på IVA eller vårdavdelning.



**Artikelnummer**  
**OneMed:**  
**272001**

### Ambu® **Blue Sensor NF-00-S/12**

- Fast gel
- Flyttbar
- Mjuk väv
- 30 x 22 mm
- Latexfri

Lämplig till små barn när man önskar en elektrod som är flyttbar och mycket hudvänlig.

Användningsområden t.ex:

Holter

Anestesi

Eko/Ultraljud

Övervakning på IVA eller vårdavdelning

Lämplig även till vuxna med mycket känslig hud t.ex:

- Brännskadade
- Cortisonbehandlade
- Strålbehandlade



**Artikelnummer**  
**OneMed:**  
**272002**