

Flödesväljare



Flödesväljare MediFlow® Ultra

Flödesväljare från Linde Healthcare för medicinsk oxygen gör det lätt för användaren att fullt ut kontrollera syrgasbehandlingen. De har dessutom en robust och tålig konstruktion.

I varje flödesväljare sitter en inbyggd regulator vilket ger ett stabilt och exakt flöde, oberoende av det inkommande trycket (2800 - 8000 kPa., 2.8 till 8 bar).

Flödesväljarna har ett greppvänligt inställningsvred och ett tydligt avläsningsfönster som gör det enkelt att ställa in olika flöden av oxygen. De har en förbättrad funktion vid val av flöde som garanterar ett kontinuerligt flöde till patienten, även om inställningsvredet mot all förmodan skulle hamna mellan två flödesinställningar.

Avläsningsfönstret gör det lätt att läsa av flödet både från sidan och framifrån.

Flödesväljarna har som en extra säkerhetsfunktion, vridbar slangnippel (90°) vilket hindrar slangen från att vrida sig.

Flödesväljarna finns i utförande med snabbkoppling, påmonterad klove eller slitsfäste för skenmontage. Flödesväljare för klove och slits levereras med 1 m slang påmonterad och snabbkoppling, rak eller vinklad.

Tre områden av justerbart flöde täcker behovet för de flesta typer av behandling med medicinsk oxygen och andningsluft: 0-2, 0-6 och 0-25 l/min. Flödesväljarnas egenskaper är baserad på standarden EN ISO 10524-4.

Tekniska data

| Flöde (liter/min) | Reglerområde (liter/min) |
|----------------------|---|
| 0 - 2 | 0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 1 - 1.5 - 2 |
| 0 - 6 | 0 - 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 0 - 25 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 15 - 25 |



Med monterat slitsfäste

Flödesväljare MediFlow® Ultra med klove

med 1.0 m monterad slang 6/11 mm

| Flöde (liter/min) | Snabbkoppling | Artikelnr. | Pris |
|-------------------|---------------|------------|------|
| 0 - 2 | rak | 322962 | |
| 0 - 6 | rak | 322948 | |
| 0 - 25 | rak | 322650 | |
| 0 - 2 | vinklad | 322963 | |
| 0 - 6 | vinklad | 322949 | |
| 0 - 25 | vinklad | 322946 | |

Flödesväljare MediFlow® Ultra med slitsfäste

med 1.0 m monterad slang 6/11 mm

| Flöde (liter/min) | Snabbkoppling | Artikelnr. | Pris |
|-------------------|---------------|------------|------|
| 0 - 2 | rak | 322960 | |
| 0 - 6 | rak | 321623 | |
| 0 - 25 | rak | 321408 | |
| 0 - 2 | vinklad | 322961 | |
| 0 - 6 | vinklad | 322947 | |
| 0 - 25 | vinklad | 322945 | |



Flödesväljare MediFlow® Ultra med snabbkoppling

| <u>Flöde (liter/min)</u> | <u>Artikelnr.</u> | <u>Pris</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| 0 - 2 | 321409 | |
| 0 - 6 | 321619 | |
| 0 - 25 | 321407 | |