



Plåsterdispenser

Art nr 95492

Art nr 95495 Blå detekterbar

Med AKLA Plåsterdispenser tillverkar man plåster efter sårets storlek och placering.

Alltid tillgängligt genom att kassetten placeras vid platser där risk finns för mindre sårskador.

Påfyllningen består av 10 meter nonwoven tape och 100 sårkuddar. Dra ut tapen i längd efter behov och stäng locket så får man ett färdigt plåster att använda. Plåsterdispensern finns också med blå/detekterbara plåster för bl a vid hantering av livsmedel. Väljer man blå/detekterbara plåster ingår det 80 sårkuddar i fyllningen.

Mått 12x11,5x4 cm.

Sårkuddar 100st, 20x25mm

Rulle 10m x 25mm

95492 – AKLA Plåsterdispenser inkl påfyllning

95495 – AKLA Plåsterdispenser blå/detekterbar inkl påfyllning

95490 – Påfyllning till Plåsterdispenser

95499 – Påfyllning till Plåsterdispenser Blå/detekterbar



First Aid System