

Salvequick



Produktinformation:

Salvequick Plåster och Plåsterautomater är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. I automaterna sitter refillerna fastlåsta för att förhindra svinn. Automaten laddas snabbt och enkelt om med hjälp av en specialnyckel.

Produktfördelar

- Hög kvalitet
- Allergitestade
- Smidiga och lätta att använda

Salvequick Extra Stora Fingertoppsplåster är smidiga textilplåster för fingerskador. Plåstren är allergitestade. De är lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda.

Innehåll

Varje refill har 15 plåster (87x58 (23) mm). 6 refiller/ask

Mått: B 21 x H 15 x D 8 cm