

PRODUKTINFORMATION - TRAKEOSTOMIKANYLSET



PVC, BLUE LINE ULTRA®

- Termosensitivt PVC
- Röntgentät
- 15 mm ISO standard konnektor
- 105 ° cirkelformad kurvatur
- Klar, mjuk, flexibel krage med storleksmarkering
- Avfasade kanter vid kanylens ände
- Violet färgad låsbar obturator med innerlumen för ledare
- Kan användas med och utan innerkanyl



Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Trakeostomikanylset, BLU utan kuff	6,0	100/811/060CZ	1
Trakeostomikanylset, BLU utan kuff	7,0	100/811/070CZ	1
Trakeostomikanylset, BLU utan kuff	7,5	100/811/075CZ	1
Trakeostomikanylset, BLU utan kuff	8,0	100/811/080CZ	1
Trakeostomikanylset, BLU utan kuff	8,5	100/811/085CZ	1
Trakeostomikanylset, BLU utan kuff	9,0	100/811/090CZ	1
Trakeostomikanylset, BLU utan kuff	10,0	100/811/100CZ	1

Setet innehåller:

- 1 st trakeostomikanyl
- 2 st innerkanyler
- 1 st nackband
- 1 st rengöringsborste till innerkanyl