

Följsam fixering

- Fäster endast i sig själv

En kohesiv fixerbinda som inte fastnar på hud, i hår eller på kläder. Bindan används för fixering av bandage, kompresser med mera och det räcker med ett fåtal turer för att bindan ska sitta säkert.



Ekonomisk

Bindan går att använda flera gånger – rullas enkelt av och på igen vid exempelvis ett rent och torrt kompressbyte

Flexibel

Bindan är **elastisk** både på **längden, tvären och diagonalt**. På så sätt bibehålls en fullgod rörlighet även när man lindar över en led.



Elasticitet

	Längd	Bredd
Vit	65%	50%
Röd/blå	55%	50%
Latexfri	65%	50%

Produktinnehåll:

	Viskos	Polyamid
Vit	66%	34%
Röd/Blå	56%	44%
Latexfri	66%	34%

Förpackning:

Avdelningsförpackningen består av cellulosa och källsorteras som pappersförpackning

Transportförpackningen består av wellpapp som är uppbyggt av cellulosa-fibrer och sorteras som pappersförpackning

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Vit			
4cmx4m, vit	30 063	1	120
4cmx20m, vit	30 068	1	18
6cmx4m, vit	30 064	1	100
6cmx20m, vit	30 069	1	18
8cmx4m, vit	30 065	1	120
8cmx20m, vit	30 070	1	18
10cmx4m, vit	30 066	1	120
10cmx20m, vit	30 071	1	18
12cmx20m, vit	30 072	1	18
Röd			
6cmx20m, röd	30 073	1	18
8cmx20m, röd	30 074	1	18
10cmx20m, röd	30 075	1	18
Blå			
6cmx20m, blå	30 076	1	18
8cmx20m, blå	30 077	1	18
10cmx20m, blå	30 078	1	18

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Latexfri - vit			
4cmx4m, vit	89590	1	120
4cmx20m, vit	89595	1	18
6cmx4m, vit	89591	1	100
6cmx20m, vit	89596	1	18
8cmx4m, vit	89592	1	120
8cmx20m, vit	89597	1	18
10cmx4m, vit	89593	1	120
10cmx20m, vit	89598	1	18
12cmx4m, vit	89594	1	100
12cmx20m, vit	89599	1	18

Var god se bipacksedel för ytterligare information.