

# Wiegand Mediline system

Wiegand MediLine

**WIEGAND**

Wiegand-systemet består av olika hjälpmedel för att lagra, hantera och distribuera läkemedel. Wiegand-systemet uppfyller Socialstyrelsens krav på patientsäkerhet avseende märkning och distribution av läkemedelsdoser.

Wiegand-dispensrarna (polystyrol) levereras alltid med lock (PET) och påverkar minimalt vår miljö vid förbränning. Färgen är blå och bryter solljus och ger lång, säker lagringstid. Etiketterna är avtagbara varför dispensrarna kan diskas och användas till flera patienter. Hållbarheten är 6-18 månader.

Dispensrarna kan diskas vid +60C i diskmaskin med diskcykel c:a 80 min. (vid +65C vid max 45 min. och vid max +95C vid max 2 min.). Locken diskas vid max +100C.

När man skiftar dispenser från en patient till en annan ska dispenser och lock ovillkorligen diskas och spritavtorkas.

## Art.nr

011



## Förpackning

50/500

019 Reservlock till disp. #11

50/1500

023 Etikett otryckt 75×45 mm

200

015 Etikett otryckt 75×27 mm

250

015 Etikett med 8 linjerade rader (permissionsetikett)

200

041

50/150



049 Reservlock till disp. #41


50

046 Etikett smal

10/2800

031B Medicinbricka för 19 disp. 335×450 mm

1/23



051 Medicinbricka för 17 disp. 335×450 mm

1/23



0111 Apoteksdispenser, ett fack

1/100

0119 Reservlock till disp. #111

1/100

0211 Apoteksdispenser, ett fack, dubbelt så djup som #111

1

0219 Reservlock till disp. #2111

1

DISPENSERS MED FLYTTBARA MELLANVÄGGAR:

0131 Dispenser med 6 fack

1/40



0132 Mellanvägg till #131

1

0139 Reservlock till #131

1

0141 Dispenser med 6 fack dubbelt så djup som #131

1/30

0142 Mellanvägg till #141

1

1049 Reservlock till #141

Dispenser med 8 fack

0171



1/25

0172	Mellanvägg till #171	1
0179	Reservlock till #171 och 181 Dispenser med 8 fack dubbelt så djup som #171	1
0181		1/25
0182	Mellanvägg til #181 <u>VECKOLÅDOR FINNS TILL ALLA DISPENSERS:</u> Veckolåda till disp. #11	1
092		1/20
091	Veckolåda utan innehåll till disp. #11 Tablettdelare	1/20
096		1/24
	Tablettkross – mortel – för smal bägare	
097		1
0970	Tablettkross – mortel – för bred bägare	1
098	Tablettkross – skruv	1/16



Medicinbägare, engångs, 30 ml finns transparent, gul, blå, röd

0710		4800
0730	Lock till 30 ml-medicinbägare	4000