

Faecesrör



80.734 / 80.734.001

80.623 / 80.623.111

78.898.113

78.892.004

- Faecesrör tillverkad i Polypropylen (PP)
- Spatel tillverkad i Polystyren (PS), integrerad med skruvlocket som är tillverkat i high density Polyetylen (HD-PE)
- CE-märkt
- Artikel 78.898.138 är en sampackad produkt bestående av 80.623 i 78.898.113
- Artikel 78.892.051 är en sampackad produkt bestående av 80.734.001 i 78.892.004

Artikel	Artikelnummer	Inner / ytterförp
Faecesrör 76x20 mm, PP	80.734	100 / 500
Faecesrör 76x20 mm, sterilt, PP	80.734.001	100 / 500
Faecesrör 101x16,5 mm, sterilt, PP	80.623	500 / 500
Faecesrör 101x16,5 mm, PP	80.623.111	500 / 500
Transporthylsa 126x30 mm inkl sterilt faecesrör	78.898.138	50 / 250
Transporthylsa 84x30 mm inkl sterilt faecesrör	78.892.051	100 / 500