



COVIDIEN

## Mon-a-therm Foley kateter med temperatursensor

Mon-a-therm Foleykateter är försedd med en extra lumen innehållande en temperatursensor. Detta möjliggör samtidig urindränning och kontinuerlig monitorering av patientens kärntemperatur.

Temperatursensorn är följsam med katetern för att motverka perforation av katetern vid dragning i kateter.

Att mäta temperaturen via urinblåsan ger en bra uppfattning av kärntemperaturen och är ett komfortabelt sätt att kontinuerligt kunna övervaka temperaturen före, under och efter operation.

Mon-a-therm Foleykateter är tillverkad i transparent 100% silikon. Silikon minimerar irritation och krusbildning genom en större ytterdiameter än latex eller silikonbehandlade katetrar av samma storlek. Katetern är försedd med stora ovala dräneringshål för en fullgod dränering av urin.



Sensorns teknologi är 400 Thermistor.

Katetern kan anslutas till alla existerande multifunktionella monitorer på marknaden via Mon-a-therm flergångskablar, se beställningsinformation.

Sensorns konnektor är försedd med honkoppling.



Kuffen är symmetriskt formad och ribbad för en stabil fixering av katetern. I spetsen på katetern sitter en sensor som kontinuerligt mäter temperaturen. Atraumatisk utformad tip som dessutom är röntgentät. Mätområde: 0°C - 50°C Precision: ±0,1°C från 25°C - 45°C Inneiggande tid: 12 veckor




Katetern är försedd med färgkodad ventil för att lättare identifiera storlek. Mon-a-therm temperaturkateter är steriliserad i etylenoxid. Engångsbruk. Latexfri.

## Beställningsinformation

Artikelnummer	Produktbeskrivning	Kuff	Storlek	Längd	Fp
<b>Mon-a-therm Foleykateter med temperatursensor</b>					
90053T	Temperaturkateter	3 ml	8 ch	30cm	12
90054T	Temperaturkateter	5 ml	10 ch	37cm	12
90055T	Temperaturkateter	5-10 ml	12 ch	44cm	12
90056T	Temperaturkateter	5-10 ml	14 ch	44cm	12
90051T	Temperaturkateter	5-10 ml	16 ch	44cm	12
90052T	Temperaturkateter	5-10 ml	18 ch	44cm	12
<b>Mon-a-therm esophagus/rektal temperaturkateter</b>					
90050	Temperaturkateter		9 ch	50cm	50
90044	Temperaturkateter		12 ch	50cm	50

## Mon-a-therm flergångskablar

Artikel nummer	Produkt-beskrivning	Längd	Passar monitor
A. 502-0415	Thermistor 400 kabel	3m	Dräger/Siemens
A. 502-0405	Thermistor 400 kabel	5m	Dräger/Siemens
B. 502-0411	Thermistor 400 kabel	3m	Philips
B. 502-0401	Thermistor 400 kabel	5m	Philips
C. 502-0410	Thermistor 400 kabel,	3m	GE/Datex, Spacelab
C. 502-0400	Thermistor 400 kabel,	5m	GE/Datex, Spacelab



Covidien Sverige AB  
Hemvärnsgatan 9, Box 54  
SE-171 74 Solna  
Tel +46 8 585 605 00  
Fax +46 8 585 605 29

Covidien Norge AS  
Bankveien 1, Postboks 343  
N-1372 Asker  
Tel +47 66 85 22 00  
Fax +47 66 85 22 11

Covidien Danmark A/S  
Langebrogade 6 E, 3. tv  
DK-1411 København K  
Tel +45 70 27 52 50  
Fax +45 70 27 51 50

Covidien Finland OY  
Läkkisepäntie 23  
FIN-00150 Helsinki  
Puh +358 (0)9 6226 840  
Fax +358 (0)9 6226 8460