



BactTrap Basic

Bakterie-virusfilter

Bakterie/virusfilter. Anslutning 15 / 22 mm. Filtreringseffektivitet >99,999%
 Kopplingar: 15 tappkona / 22 hålkona - 22 tappkona. Sterilt, Latexfritt.

Artikelnummer	Beskrivning	Tidalvolym ml	Motstånd Pa 30 liter / min	Dead space	Avd.förp.	Trsp.förp.
PS-7010	Bact Trap Basic, rakt	150-1500	80	71 ml	25	250
PS-7011	Bact Trap, med port	150-1500	80	71 ml	25	250