



### Provrörsställ för 6 rör, art nr 1113060

Provrörsställ för 6 provrör, speciellt anpassat för de förfyllda rör som ingår i NycoCard<sup>®</sup> CRP Single Test, NycoCard<sup>®</sup> CRP Visual, NycoCard<sup>®</sup> U-Albumin och NycoCard<sup>®</sup> HbA1c.



### Pipettställ för Mini-Pet, art nr 1113059

Pipettställ särskilt anpassat för Mini-Pet. Stället har plats för två pipetter och pipettspetsar.

### Pipettspetsar 2-200 µL, art nr 1040711

Pipettspetsar av hög kvalitet från Eppendorf GmbH. Helt anpassade till Mini-Pet. Förpackningen innehåller 500 st.



### Kapillärhållare, art nr 1003668

Underlättar blodprovstagning med provtagningskapillären som finns i NycoCard<sup>®</sup> CRP- och NycoCard<sup>®</sup> HbA1c kitet.

### Provtagningskapillärer 5 µL, art nr 1054331

5 µL provtagningskapillärer i glas med hög precision. Speciellt anpassade för NycoCard<sup>®</sup> HbA1c och NycoCard<sup>®</sup> CRP Single Test. OBS! Provtagningskapillärerna är inkluderade i NycoCard<sup>®</sup> CRP Single Test-kitet.

### Provtagningskapillärer 25 µL, art nr 1052951

25 µL provtagningskapillärer i glas med hög precision. Speciellt anpassade för NycoCard<sup>®</sup> CRP Visual. OBS! Provtagningskapillärerna är inkluderade i NycoCard<sup>®</sup> CRP Visual-kitet.



### Mini-Pet 50 µL, art nr 1036889

Precision ± 2 %, riktighet ± 4 %, vit plast. Till NycoCard<sup>®</sup> CRP Single Test, NycoCard<sup>®</sup> HbA1c och NycoCard<sup>®</sup> D-Dimer.

### Mini-Pet 25 µL, art nr 1017483

Precision ± 3 %, riktighet ± 5 %, grå plast. Till NycoCard<sup>®</sup> CRP Visual.

Små och billiga pipetter med fast volym. Används med pipettspetsar från Eppendorf GmbH. Längd 8 cm, vikt 6.25 gram

### MEDINOR AB

Box 1215  
SE-181 24 LIDINGÖ  
T +46 (0)8-544 812 00  
F +46 (0)8-544 812 30  
[www.kundservice@medinor.com](http://www.kundservice@medinor.com)