

# PRODUKTINFORMATION

## TRAKEALKANYL BLUE LINE

### TRAKEALKANYL BLUE LINE MED PROFIL KUFF

- Tillverkad av röntgentät termosensitivt PVC material
- 90 ° vinkel
- Storleksmarkering på tub och krage
- 15 mm konnektor ISO Standard
- Pilotballongen är försedd med information om storlek och cuffens vilodiameter
- Bomullsnackband medföljer

- Latexfri
- CE märkt
- Engångs
- Steriliseringsmetod EO
- PVC DEHP



**PORTEX**®

#### Benämning

Trachealkanyl BL med kuff 6,0 mm  
Trachealkanyl BL med kuff 7,0 mm  
Trachealkanyl BL med kuff 8,0 mm  
Trachealkanyl BL med kuff 9,0 mm

#### Vårt Art nr

100/518/060  
100/518/070  
100/518/080  
100/518/090

#### Enhet Avdfp Trpf

st 10 10  
st 10 10  
st 10 10  
st 10 10