

# Wiegand Mediline system



## Mellanvägg till #0171

Mediline-systemet består av olika hjälpmedel för att lagra, hantera och distribuera läkemedel.

Mediline-systemet uppfyller Socialstyrelsens krav på patientsäkerhet avseende märkning och distribution av läkemedelsdoser.

Mediline-dispensrarna (polystyrol) levereras alltid med lock (PET) och påverkar minimalt vår miljö vid förbränning. Färgen är blå och bryter solljus och ger lång, säker lagringstid.

Etiketterna är avtagbara varför dispensrarna kan diskas och användas till flera patienter.

Dispensrarna kan diskas vid +60C i diskmaskin med diskcykel c:a 80 min. (vid +65C vid max 45 min. och vid max +95C vid max 2 min.).

Locken diskas vid max +100C.