


Schillers AT-102 är en EKG-apparat med möjlighet att även ansluta spirometri. Denna EKG-apparat kan användas för thrombolys och stress test. Dessutom kan den anslutas till mät- och analysprogramvara. Självklart finns även möjlighet att ansluta apparaten till nätverk via Ethernet eller WLAN(trådlöst). Extern skrivare och uttag för streck-kodsläsare finns. Apparaten har en intern termisk skrivare och internt batteri som varar upp till 400 EKG-tagningar på en uppladdning.

Apparaten har en elektrisk papperslucka som öppnas och stängs mycket enkelt med bara en knapptryckning.

## Fakta:

- 6-kanals EKG-skrivare
- 12-avlednings utskrift
- Olika utskriftsformat, kopieringsfunktion och variabel utskriftshastighet
- Stress test finns som tillbehör
- Trombolys- och streckkodsläsare (option)
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- Alfanumeriskt tangentbord
- Stor display
- Elektrodstestare
- Ethernet eller WLAN finns som tillbehör
- Möjlighet att ansluta ergometer, automatisk blodtrycksmätning samt spirometri (option)
- Internt minne för 40 EKG (option)
- Möjlighet att ansluta extern skrivare
- XML-dataöverföring via kommunikationsmodul (option)
- Möjlighet att spara EKG-filer i SEMA/databas
- Baseline och muskelfilter samt Schillers patenterade Schiller Baseline Stabilize (SBS), Schiller Smoothing Filter (SSF) och



## Förbrukningsartiklar

EKG-papper ( Kartong med 10 buntar )	Artnr 2.157 025
Engångselektroder / Schiller Tabs (kartong 500 st)	Artnr 2.155 031
Elektrodklämmor 10 st	Artnr 2.155 032
Patientkabel 10-polig 2m med banan kontakt	Artnr 2.400 070
Patientkabel 10-polig 2m med klämma (clips)	Artnr 2.400 079

