

Vilo & arbets EKG och blodtryck



CARDIOVIT CS-200 är Schillers topp modell för både arbets- och vilo-EKG. CS-200 har 6 funktioner i samma system.

Fakta:

- Vilo-EKG
- Arbets-EKG
- 24 timmars övervakning av EKG via 2 eller 3-kanals Holter (option)
- Lungfunktionstest
- Inbyggd SDS-200 Data Management programvara
- Nätverksanslutning
- Late potential analysprogramvara som tillbehör
- Vector EKG programvara som tillbehör
- Blodtrycksmätning via BP-200 Plus som tillbehör
- Möjligt att ansluta ergometercykel eller löparband
- Pacemakermätning
- PDF-export
- Rytmmätning av EKG
- Stresstest och spirometri kan anslutas som tillbehör
- QT dispersion som tillbehör
- Baseline och muskelfilter
- Schiller Baseline Stabilizer (SBS)
- Schiller Smoothing Filter (SSF)

CS-200 har inbyggd termoskrivare som skriver ut 3,6 eller 12 kanaler i realtid.

Möjlighet finns även att ansluta en extern skrivare för utskrifter i A4-format. Systemet har stöd för upp till 24° widescreenskärmar med högupplösning och fullstort tangentbord inklusive trackball och mus.

Snabbfunktionsknappar för enkel hantering av vanliga kommandon.

Möjlighet finns även att montera en defibrillator på sidan av CS-200. Då ökar man säkerheten, speciellt när arbets EKG pågår.

Förbrukningsartiklar

EKG-papper (Kartong med 10 buntar)	Artnr 2.157017
Engångselektroder / Schiller Tabs (kartong 500 st)	Artnr 2.155031
Elektrodklämmor 10 st	Artnr 2.155032
Patientkabel 10-polig 3,5m med banankontakt	Artnr 2.400118
Patientkabel 10-polig 3,5m med klämma (clips)	Artnr 2.400115

