

Provox® LaryClip

Provox LaryClip är ett alternativ till Provox TubeHolder. Det är ett tvådelat system som hjälper till att optimera den lufttäta anslutningen av Provox LaryButton och Provox LaryTube till stomat.

Det består av ett fyrkantigt, plåster och en hake med kardborrefäste, vilket ger en optimal passform till vingarna på Provox LaryButton och LaryTube. Om plåstret som sätts fast på huden på sidorna om trakeostomat skulle lossna, kan delen med haken tas bort och sättas fast igen på ett nytt plåster.

Fördelar:

- Har FlexiDerm plåstrets starka vidhäftningsegenskaper.
- Kan fästas på det mest lämpliga hudområdet runt stomat.



Provox LaryClip	1 set: 8 st LaryClip, 40 st LaryClip Base	7669
Osteril, avsedd för enpatientsbruk.		