

STERILT VATTEN SPOLVÄTSKA UROMATIC 10X1000ML

KKB7114



Sterilt vatten är en vätska som används vid cystoskopiska undersökningar för att ge en god sikt.

Produktinformation

Volym, mängd: **1000 ml**
Latex-fri: **Ja**
PVC-fri: **Nej**
Avfallshantering: **Special-avfall**
Varunamn: **Steriili vesi, Uromatic**

Beställningsinformation

Produktkod: **KKB7114**
Varunummer: **259614**
Förpackningsenhet (UOM): **Styck**

Förpackning

Längd: **38 cm**
Bredd: **29 cm**
Höjd: **23 cm**
Förpackningens vikt: **11400.00 g**
Packfaktor: **10**
Antal på pall: **560**