

Artiflex®

Polstervadd



- Utmärkt passform
- Vattenavvisande
- Bra vaddering

Skyddande för patienten

Ger utmärkt dämpning och skydd mot skav och uppkomst av trycksår.

Utmärkt passform

Artiflex® har en mjuk, formbar och ulliknande yta som är bekväm för patienten och underlättar applicering av polstret.

Avrivbar

Artiflex® är lätt att riva av och applicera. Den bidrar till att minska stressen för frakturen vid applicering av polstervaddet.

Applicering

Artiflex® appliceras över polsterstrumpa eller direkt på huden med spiralturer och 50%-ig överlappning.

Vattenavvisande

Artiflex® låter fukt och vatten snabbt dunsta samtidigt som polstret behåller sin vadderingsförmåga.

Artiflex® Soft och Artiflex® Natur är autoclaverbara.

Material:

Artiflex® Steril: 100% Polyester

Artiflex® Soft: 100% Polyester

Artiflex® Natur: 100% Viskos



Beställningsinformation

Art.nr	Storlek	Antal/förp
72853-00	Artiflex Steril 6cm x 3m	36
72854-00	Artiflex Steril 8cm x 3m	24
72855-00	Artiflex Steril 10cm x 3m	24
72856-00	Artiflex Steril 15cm x 3m	12
72860-00	Artiflex Soft 6cm x 3m	50
72861-00	Artiflex Soft 8cm x 3m	40
72862-00	Artiflex Soft 10cm x 3m	30
72863-00	Artiflex Soft 15cm x 3m	20
72864-00	Artiflex Soft 20cm x 3m	15
72870-00	Artiflex Natur 5cm x 2,7m	70
72871-00	Artiflex Natur 7,5cm x 2,7m	50
72872-00	Artiflex Natur 10cm x 2,7m	30
72873-00	Artiflex Natur 15cm x 2,7m	20
72874-00	Artiflex Natur 20cm x 2,7m	15

