



OP-lakan

**SJÄLVHÄFTANDE OP-LAKAN 3-LAGER**




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>777400</b>	Självhäftande OP-lakan, 175x150cm	15/30
<b>777600</b>	Självhäftande OP-lakan, 240x150cm	12/24
<b>778200</b>	Självhäftande OP-lakan, 300x175cm	8/16
<b>920496</b>	Självhäftande OP-lakan, 175x175cm	13/26

**OP-LAKAN 3-LAGER**




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>777900</b>	OP-lakan, 90x150cm	30/60
<b>778000</b>	OP-lakan, 150x175cm	18/36
<b>778100</b>	OP-lakan, 150x240cm	14/28

**UNDERLÄGGSDUK**



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>828900</b>	Underläggsduk, 75x100cm	40/80
<b>229</b>	Underläggsduk 86x112cm med uppsamlingspåse, absorptionsyta 46x30cm, inslagen	18/36

**PERINEALDUK**



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>706200</b>	Perinealduk, 75x120cm, 8x12cm + Instrumentlakan 75x90cm	23/138