

Varicex® S
Varicex® F
Varicex® T

Varicex är en zinklimbinda och den enda som kan appliceras utan att man behöver klippa. Zink har en läkande förmåga. Zinklimbindan appliceras direkt mot hud och sår vid dubbelbandagering tillsammans med t ex klisterbinda typ Fortelast Plus eller fixeringsbinda typ Mollelast haft. Den finns i följande tre varianter:



Varicex® S
Zinklimbinda

Den är komfortabel, lätt och smidig för patienten. Det bildas inte några irriterande veck, då bindan är både längs- och tvärelastisk.

Bandaget kan sitta på upp till en vecka eller enligt läkarens ordination.

Material:

Bindan består av viskos och polyamid.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
10cmx5m	20630	10	80
10cmx7m	20631	10	60
10cmx10m	20632	10	30



Varicex® F
Zinklimbinda

Till skillnad från Varicex S, så är Varicex F, fast i sin väv och är därav inte elastisk.

Den har en låg fuktighet som torkar snabbt.

Material:

Bindan består av bomull och viskos.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
10cmx5m	20600	10	80
10cmx7m	20601	10	60
10cmx10m	20602	10	50



Varicex® T
Zinklimbinda

Även Varicex T är fast i sin väv och är därav inte elastisk.

Den har en hög fuktighet som gör att den torkar långsammare.

Material:

Bindan består av bomull och viskos.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
10cmx10m	20 612	10	50