


# Slang på rulle

50 meter lång Flextube™

Flextube™ är anestesigästet veckad slang i fast längd på rulle.



## Beställningsinformation

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
1570000	30 mm Flextube med kuff var 1,4 m, blå	1 st á 30 m
1573000	22 mm Flextube med kuff var 15 cm	1 st á 50 m
1574000	22 mm Flextube med kuff var 40 cm	1 st á 50 m
1575000	15 mm Flextube med kuff var 17 cm	1 st á 50 m
1576000	15 mm Flextube med kuff var 40 cm	1 st á 50 m
1578000	10 mm Flextube med kuff var 40 cm	1 st á 50 m



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm  
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: [info@intersurgical.se](mailto:info@intersurgical.se)

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)