



Artnr: 781004

Ett Aerosolfilter som skyddar LSU Sugan genom att förhindra att luftpartiklar från att komma in i pumpenheten.*

Sekretbehållarlocket innehåller en flytkuleventil med flytkula som stänger av vakuumet om sekretbehållaren är full eller om LSU välter. LSU med flergångs sekretbehållarsystem ska inte användas utan aerosolfiltret eller flytkulan. Vi rekommenderar att man alltid förvarar extra aerosolfilter tillsammans med LSU om ett filter måste bytas ut.