

DEHP
FREE/FREI

Laparoscopic suction/irrigation tubing with suction/irrigation handle and 5 mm cannula
Laparoskopischer Saug-/Spülschlauch mit Saug-/Spülhandgriff und 5 mm Rohr

length
Länge

pcs per pack
Stk pro Pack

PG036SU

3000 mm 10



Laparoscopic suction-irrigation tubing with suction/irrigation handle
Laparoskopischer Saug-/Spülschlauch mit Saug-/Spülhandgriff

PG037SU

For compatible suction-irrigation
cannulas refer to page 35

Geeignete Saug-Spülrohre finden
Sie auf Seite 35

3000 mm 10

