

Argon Tillbehör

Argon Tillbehör

- Enkel fastsättning av plattan i hållaren
- Mitthjärtnivå markering på plattan

Steriliseringemetod: Etylenoxid

CE märkt MDD 93/42/ ECC (Klass IIa)



Art-nr	Produkt	Längd	Förpackn.	Position
682274	Hållare till plattan för tryckgivare		5/50	
682093	Platta till tryckgivare och set	För 4 st tryckgivare	10/100	
682275	Hållare samt platta till tryckgivare		5/50	

För ytterligare information kontakta din lokala representant:
Christer Frankfeldt
070 585 34 02

Gör din blodprovstagning och mätning säkrare