


# Frigolitställ



Artikelnummer:	Benämning:	Format	Inner/ytter fp
95.64.213	Frigolitställ för 100 st rör, 13 mm Ø		1/35
95.64.249	Frigolitlåda för 100 st mikrorör, med lock	5 x 20	1/30
95.64.250	Frigolitställ för 100 st rör, 16,5 mm Ø		1/28
95.64.251	Frigolitställ för 50 st rör, 17 mm Ø		1/21
95.64.253	Frigolitlåda för 20 st mikrorör, med lock	5 x 4	1/112
95.64.257	Frigolitställ för 25 st rör, 29 mm Ø		1/21



**SARSTEDT**

Sarstedt AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg

Tel 042 – 19 84 50  
Fax 042 – 19 84 59  
info.se@sarstedt.com

www.sarstedt.com