

Produktblad Dosett®

Dosett® Mini

Storlek:	Mini 80x100x18 mm
Vikt:	Mini 42 g
Färg:	Röd, Blå

Material:

Låda	SAN, Styrene Acrylonitrile (Tyril SAN 905)
Galler	ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene (Altech ABS A 1000/100)
Skjutlock	PP, Polypropylene (RA12MN40)
Folder	100 g Galerie Art Silk



Dosett® Medi och Maxi

Storlek:	Medi 155x102x25 mm Maxi 205x133x38 mm
Vikt:	Medi 106 g Maxi 209 g
Färg:	Medi – Röd, Blå, Turkos Maxi – Röd
Märkning:	För svenska marknaden- svenska

Material:

Låda och skjutlock	SAN, Styrene Acrylonitrile (Tyril SAN 905)
Galler	ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS LG HI-121)
Säkerhetsspärr	PBT, Polybutylene Terephthalate (Celanex 2002-2 PBT)
Insats	PET, Polyethylene
Bruksanv. och ordinationskort	170g Cyclus Offset
Kapsel	Korsnäs White

Kort information: I snart 50 år har Dosett underlättat livet för personer som regelbundet äter mediciner och vitaminer och att Dosett fortfarande efter så lång tid dominerar marknaden för doseringshjälpmedel är ingen tillfällighet. Än så länge är det ingen som kunnat matcha den säkerhet och trygghet som Dosett står för. Med dess retrodesign är Dosett en klassiker som aldrig kommer att gå ur tiden.

Alla har vi någon gång blivit ordinerade någon form av medicinkur och alla vet vi hur enkelt det kan vara att glömma bort att ta rätt dos vid rätt tid. Läkemedel gör som mest nytta när man tar dem som ordinerat och en bortglömd dos kan innebära att medicinen förlorar sin verkan. Det är oftast inga problem att komma ihåg att ta en värktablett när man har huvudvärk eller en sömntablett när man inte kan sova. Men många läkemedel tas i förebyggande syfte, vilket innebär att man inte blir påmind av några akuta symtom. Att ta hjälp av en Dosett kan därför i vissa fall vara livsviktigt.