

BD Connecta™ Förlängnings slang BD™ Proppar och BD™ Skyddshuv



- BD Connecta™ Förlängnings slangar är tillverkade av Polyvinylklorid med ABS- och polykarbonatgjutna fattningar. Infusions slangarna finns i varierande längd och i sortimentet ingår också en slang med extra liten restvolym, avsedd för sprutpumpar
- BD™ Proppar och BD™ Skyddshuv är avsedda som avstängning och skydd för t. ex. infusions katetrar, förlängnings slangar, infusions aggregat, kranar och sprutor



BD Connecta™ Förlängnings slang för infusion

Slanglängd cm	Fyllnadsvolym/m ml	Flöde ml/min	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
25	1,75	490	50/500	397251
50	3,50	390	50/50	397509
100	7,00	300	50/50	397590
150	10,50	200	50/50	397400

BD Connecta™ Förlängnings slang micro, för sprutpump

Slanglängd cm	Fyllnadsvolym/m ml	Flöde ml/min	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
15	0,2	55	100/100	397201
30	0,3	45	50/50	397994
150	1,55	19	100/100	397608
200	2,10	24	100/100	397610
250	2,60	28	100/100	397612

BD™ Propp, Luer-Lok™, hane

	200/2000	394080
--	----------	--------

BD™ Kombipropp, kombinerad propp/skyddshuv, Luer-Lok™, hane/hona

	100/5000	394075
--	----------	--------

BD™ Skyddshuv för luerspruta, luer, hona, steril

	100/5000	394090
--	----------	--------

BD™ Skyddshuv för luerspruta, luer, hona, osteril

	1000/10000	394089
--	------------	--------

Materialinnehåll

Förlängnings slangar:
ABS
Polypropylen
Polykarbonat
Polyvinylklorid (mjukgörare: TEHTM)

Samtliga proppar och skyddshuv:
Polypropylen

Innehåller ej ftalater eller latex.

Förpackningsmaterial

Polyetylen
Polyamid
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år (proppar)
3 år (slangar)

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(BD™ Skyddshuv, osteril, klass I
Övriga produkter klass IIa)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com