



Välj rätt stetoskop som kan bidra till topprestationer.

3M™ Littmann® Stetoskop har justerbara headsets med mjuktätande öronoliver. Littmanns mekaniska stetoskop är utformade med en inställbar teknik som gör att du kan höra ljud med olika frekvenser genom att justera trycket på bröststycket. Få den akustiska prestanda, höga kvalitet och trygghet du behöver med ett Littmann-stetoskop.

	AKUSTISKA PRESTANDANIVÅER						
	6	7-8		9-10		10+	
	Lightweigh II S.E. Stetoskop	Classic II, Pediatrisk-stetoskop och Spädbarnsstetoskop	Master Classic II™ Stetoskop	Classic III™ Övervakningsstetoskop	Cardiology IV™ Diagnostiskt stetoskop	Master Cardiology™ Stetoskop	Core Digital Stetoskop
	Idealisk för blodtrycksavläsningar och begränsade patientundersökningar.	Högpresterande, pålitliga, kliniska instrument för fysiska undersökningar och övervakning av dina patienter, under skift efter skift.			Ger utmärkt akustisk känslighet så att du kan utföra noggranna diagnostiska auskultationer. För användning i utmanande och tuffa miljöer.		Högpresterande auskultationer. Hör mer med förstärkning, brusreducering och mobil uppkoppling.
Ungefärlig längd	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Ungefärlig vikt	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garanti	2 år	3 år	3 år	5 år	7 år	7 år	2 år
Membran	Inställbar	Ej inställbar (flytande)	Inställbar	Inställbar (2)	Inställbar (2)	Inställbar	Inställbar (2)
Ungefärlig diameter för bröststycke	Dubbelsidig 5,2 x 4,5cm 3,5 x 3,2cm	Dubbelsidig Pediatrisk 3,4 cm 2,7 cm Spädbarn 2,8 cm 1,7 cm	Enkelsidig 4,3 cm	Dubbelsidig Vuxensida 4,3 cm Pediatrisida 3,4 cm	Dubbelsidig Vuxensida 4,3 cm Pediatrisida 3,4 cm	Enkelsidig 4,8 cm	Dubbelsidig Vuxensida 4,3 cm Pediatrisida 3,4 cm
Funktioner	Droppformat bröststycke Passar under blodtrycksmanschett	Speciellt utformad för de minsta patienterna	Utformad för ett smidigare grepp och manövrering	Konverterbar öppen klocka	Konverterbar öppen klocka Slang med dubbla lumen	Slang med dubbla lumen Bästa akustiska responsen i Littmanns mekaniska sortiment	Upp till 40 ggr volymförstärkning* Växla mellan analogt och förstärkt lyssningsläge Ansluts till Eko programvara på en smart enhet** för att visualisera, lagra och dela data



Kraften att lära, ligger i din hand.

3M™ Littmann® Learning Institute-app –
Gratis vid köp av ett 3M™ Littmann® Stetoskop!

Behöver du mer hjälp? Besök www.littmann.se

3M Health Care
3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
www.Littmann.se

*Vid toppfrekvens jämfört med analogt läge
**Ingår ej



3M™ Littmann® stetoskop, beställningsinformation och slangfärgsguide

Komponenter
(Bröststycke/öronbyglar/skaft)

Lightweight II SE stetoskop	Classic II Spädbarnsstetoskop	Classic II Pediatriskstetoskop	Master Classic II™ Stetoskop	Classic III™ Övervakningsstetoskop	Cardiology IV™ Diagnostiskt stetoskop	Master Cardiology™ Stetoskop	CORE Digital Stetoskop
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------

Slangfärg

Alla standard-ytfinishar	2450 Svart	2114 Svart	2113 Svart	2144L Svart	5620 Svart	5627 Vinröd	6152 Svart	6156 Plommon	2160 Svart	
	2451 Vinröd	2114R Röd	2113R Röd	2146 Vinröd	5621 Grå	5633 Pärlrosa	6154 Marinblå	6158 Hallonröd	2163 Vinröd	
	2452 Karibienblå	2124 Karibienblå	2119 Karibienblå	2147 Marinblå	5622 Marinblå	5831 Plommon	6155 Mörkgrön	6184 Vinröd	2164 Marinblå	
	2454 Himmelsblå		2122 Hallonröd		5623 Karibienblå	5832 Lavendelblå			2167 Plommon	
	2456 Pärlrosa				5630 Himmelsblå	5835 Turkos				
				5648 Hallonröd	5839 Citrongul					
Alla svarta				2141 Svart	5803 Svart	5868 Vinröd	6163 Svart	6168 Marinblå	2161 Svart	8490 Svart
Alla mässing-ytfinishar									2175 Svart	
Alla koppar-ytfinishar					5809 Choklad					
Alla rökfärgade					5811 Svart				2176 Svart	
Regnbågsfärgad/Mässing/Mässing		2157 Hallonröd	2153 Karibienblå		5806 Hallonröd	5807 Karibienblå				
Mässing/Rökfärgad/Rökfärgad										
Regnbågsfärgad/Svart/Svart					5870 Svart		6165 Svart			
Spegel/Rökfärgad/Rökfärgad					5959 Himmelsblå	5863 Marinblå				
Spegel/Standard/Spegel							6177 Svart	6170 Vinröd		
Champagne/Rökfärgad/Rökfärgad					5861 Svart	5864 Vinröd	6179 Svart			
Champagne/Svart/Champagne							6176 Vinröd	6190 Karibienblå		
Högpolerad regnbågsfärgad/Svart/Svart							6242 Marinblå			
Högpolerad regnbågsfärgad/Rökfärgad/Rökfärgad							6240 Svart	6241 Hallonröd		
FÄRGAT SKAFT-SERIEN: (den infällda rutan visar skaftets färg)										
Svart/Svart/Färg							6200 Svart	6203 Svart		
							6201 Svart			
Högpolerad rökfärgad/Svart/Färg							6202 Marinblå	6204 Svart		
							6232 Svart	6234 Karibienblå		
Högpolerad rökfärgad/Rökfärgad/Färg							6238 Grå			
Regnbågsfärgad/Svart/Färg							6205 Plommon			
Champagne/Champagne/Färg							6206 Hunter			
Rökfärgad/Rökfärgad/Färg					5872 Turkos	5875 Lime				
					5873 Grå					
Spegel/Rökfärgad/Färg					5960 Plommon	5962 Pärlrosa				
Spegel/Standard/Färg										

Komponenter:
Bröststycke/öronbyglar/skaft
Standard-ytfinishar



Svart



Mässing-ytfinish



Koppar-ytfinish



Rökfärgad



Regnbågsfärgad



Spegel



Champagne



Högpolerad rökfärgad



Högpolerad regnbågsfärgad



De visade färgerna är ungefärliga.

www.littmann.se | Även tillgängliga: Veterinärstetoskop (1392), Utbildningsstetoskop (2138)

© 3M 2021. All rights reserved. 3M, Littmann, the L Littmann logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II and Master Cardiology are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc. All other trademarks are property of their respective owners. OMG154398.