




## Kanyl, Special med och utan mandräng

- Injektions- och tappningskanyler med Quincke slipning
- För ett flertal olika applikationer
- Engångs, sterilt 1-styck förpackad i peel pack
- Medicinskt rostfritt stål. Luer-lock: PE / PP. Skyddshylsor: PP




**Kanyl, special - med Quincke slipning**


Artikelnr.	Färg	mm	G	Vinkel	Avd./Trpt.fp.
6062590715		0,7 x 150	22	14	20/600
6062590720		0,7 x 200	22	14	20/600
6062600093		0,9 x 110	20	14	20/600
6062620091		0,9 x 120	20	14	20/600
6062630090		0,9 x 150	20	14	20/600
6062630192		0,9 x 200	20	14	20/600
6062630195		0,9 x 250	20	14	30/450
6062610126		1,2 x 115	18	14	20/600
6062600184	Transp	1,8 x 110	15	20	20/600
6062610209		2,0 x 115	14	20	20/600
6062610215		2,0 x 150	14	20	20/600
6062610220		2,0 x 200	14	20	20/600

**Kanyl, special med mandräng - med Quincke slipning**

Artikelnr.	Färg	mm	G	Vinkel	Avd./Trpt.fp.
6062510169		0,6 x 25	23	24	20/600
6062570478		0,7 x 40	22	24	20/600
6062570775		0,7 x 70	22	24	20/600
6062570973		0,7 x 90	22	24	20/600
6062570980		0,7 x 120	22	24	20/600
6062570999		0,9 x 90	20	24	20/600
6062571000		0,9 x 120	20	24	20/600
6062571020		0,9 x 150	20	24	20/600
6062571120		1,2 x 100	18	24	20/600
6062572020		1,2 x 150	18	24	20/600

**Kanyl, special, för röntgenavdelning - med Quincke slipning**

Artikelnr.	Färg	mm	G	Vinkel	Avd./Trpt.fp.
662620091	Transp	0,9 x 120	20	14	20/600
662630090	Transp	0,9 x 150	20	14	20/600
662630192	Transp	0,9 x 200	20	14	20/300



avd. fp. = minsta kvantitet / beställning