

## seca 852



**Art. nr. 852 1317 009**

Liten, tunn och elektronisk bordsvåg med tareringsfunktion och automatisk avstängning.

Till vågen medföljer en plastskål som passar på vågplattan.

Idealisk för vägning av t.ex. använda op.kompresser för säkrare bestämning av vätske-/blodförlust eller för vägning av använda neoblöjor för urinmätning m.m.

Vågen drivs med 4 st engångsbatterier, typ AAA, som medföljer.

<b>Kapacitet</b>	<b>3 kg</b>
<b>Gradering</b>	<b>1 g</b>
<b>Vikt (med skål)</b>	<b>650 g</b>
<b>Mått (BxDxH)</b>	<b>21 x 21 x 5 cm</b>