

# SaniSafe 0,2 L



Behållare i liten och platt design, lämplig för hemsjukvård och ambulanssjukvård.

## **SaniSafe®**

SaniSafe® är utrustad med ett skjutlock som lätt kan öppnas och stängas med enhandsfattning. Vid permanent förslutning av kanylburken, skjuts locket till stängd position varefter den gula knappen märkt "PUSH" trycks ned. Ett klickljud hörs då locket är permanent förslutet.

## **Säkerhet**

SaniSafe® är tillverkad i polypropylen och har robusta, punktionssäkra väggar och bottendel. SaniSafe® avger endast vatten och koldioxid vid förbränning.

## **Certifikat**

SaniSafe® är typgodkända enligt UN 3291  
Uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 23907:2012

## **Typgodkännandekod**

3H2/Y0.075/S/\*/B/RIGIII-030068

Artikelnr	Benämning	Mått (HxBxD) mm	inner/ytter frp
77.3890.002	SaniSafe® box, 0,2 L, PP Färdig att använda	130 x 65 x 35 (oval)	110/110
77.3890.302	SaniSafe® box, 0,2 L, PP Färdig att använda, med etikett	130 x 65 x 35 (oval)	110/110



Sarstedt AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50  
Fax 042-19 84 59  
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com